

AFS 水纯化系统维护方案

RephiLe 乐枫可提供全套 AFS 水处理系统兼容耗材。乐枫是国内唯一一家提供密理博纯水系统兼容耗材的厂家，也是全球该类产品线最为齐全的供应商。与原装产品相比，RephiLe 设计生产的兼容耗材产品性能稳定，品质可靠，完全与密理博水处理系统兼容，且性价比高。RephiLe 还可提供专业的售后服务，包括主板与手柄维修。



**更换全套 AFS 系统的 RephiLe 兼容耗材，
平均每年可以为您节省超过 10000 元。如需
详细维护方案，请致电 400-690-0090。**

乐枫致力于为您解决使用密理博水机时碰到的各种问题！

AFS 系统常用的耗材及备件单

AFS 常用耗材	对应的 RephiLe 产品编号	*耗材大约使用周期
接自来水的预过滤芯	LABPA0112, LABPA1012, LABAC1012	2 - 3 周
Progard 预处理柱	RR400CP01, RR400CP03	6 个月
反渗透膜 (RO 膜)	RAR000201, RAR060201, RAR060202	3 年
Clinical 纯化柱	RR1ALLRES, RR400Q401	6 个月
除菌过滤器	MPGL10ZW1	

* 此数据仅为经验推荐数据，由于各地区的水质差别比较大，具体的耗材使用周期需要根据当地水质及用水量来确定。

RephiLe 产品及密理博产品对照如下：

RephiLe 产品	产品描述	对应密理博产品	节省 (元)
LABPA0112	聚丙烯深层过滤柱, 10 英寸 1 μm, 12/包装		
LABPA1012	聚丙烯深层过滤柱, 10 英寸 10 μm, 12/包装		
LABAC1012	活性炭过滤柱, 10 英寸, 12/包装		
RR400CP01	RephiDuo P Pack 2 预纯化柱 (RO 前), 适用于 AFS 3	PR0G00002	1915
RR400CP03	RephiSolo P Pack 3 预纯化柱, 适用于 AFS 8/ 16	PR0G00003	1049
RR1ALLRES	RephiSolo Clinical Pack 纯化柱, 适用于 AFS 3	CP1ALLRES	2754
RR400Q401	RephiDuo Clinical Pack 纯化柱, 适用于 AFS 8/ 16	CP2ALLRES	1228
MPGL10ZW1	MilliPack-100 Bacteria Filter Unit, 1/4 in. NPTM	MPGL10ZW1	
RAR000201	RO 膜组件, 1/ PK, 适用于 AFS 3	CDRC00201	2039
RAR060201	RO 膜组件, 1/ PK, 适用于 AFS 8	CDRC60201	2516
RAR060202	RO 膜组件, 2/ PK, 适用于 AFS 16	CDRC60202	6182

* 以上节省金额根据乐枫和密理博产品 2018 年目录价计算，仅供参考。